

Syno[®] TS Blocker

NGS 捕获测序 Blocker 引物通常用于捕获测序中阻止捕获探针与文库 adapter 区的杂交，最小化捕获探针的脱靶效应，提高捕获测序的特异性。泓迅科技精心设计和合成的 Syno[®] TS Blocker，对 Illumina LT (p5, p7–6nt and 8nt) and HT (i5, i7) adapters 起到高效的封闭。

产品	货号	规格		价格
Syno[®] TS Blocker	SYN20200701-T16	16 rxn	32ul	3200
	SYN20200702-T48	48 rxn	96ul	7680
	SYN20200703-T96	96 rxn	192ul	11520

*本产品按照 2ul/反应，根据实验体系可自行浓缩/稀释

质量控制：

QC	Specification	Results
Mass Spectrometry	Mass within 0.2% of target mass for each primer	PASS
Purity by HPLC	All primers $\geq 90\%$ purity	PASS